

Artikel-Nr.	Übersicht Spender- und Dosiersysteme	Hautschutz					Hautreinigung					Hauptpflege
		pr88	pr88 liquid	pr99	prDH	prUV	prClean	prClean +	prClean R	prClean L	prClean D	pr2000 + pr99
1088	pr88-Wandspender - Edelstahl, für 1,6 Liter-Spenderkartuschen	++										
1080	pr88-Wandspender - Kunststoff, zum Nachfüllen aus Eimern ¹⁾	+										
1099	Wandspender - Aluminium - abschließbar, für 1 Liter-Flaschen		++	++	++	++	++	++	○		++	++
1090	Wandspender - Kunststoff, für 1 Liter-Flaschen		+	+	+	+	+	+			+	+
1010	Dosierpumpen, 1 ml Dosiervolumen für 1 Liter-Flaschen		○	+	+	+				2) +		+
1030	Dosierpumpen, 3 ml Dosiervolumen für 1 Liter-Flaschen						+	+	○		+	
1066	Wandhalter - Edelstahl, für 1 Liter-Flaschen ³⁾		○	+	+	+	+	+	○	+	+	+
1200	Wandspender - Metall, für 1- und 2 Liter-Softflaschen			++	++	++	++	++	++		++	++
1250	Wandspender - Kunststoff, für 1- und 2 Liter-Softflaschen		++	++	++	++	++	++	++		++	++
1077	Wandspender - Aluminium - abschließbar, für 2,5 Liter-Flaschen							++	++			
1070	Wandspender - Kunststoff, für 2,5 Liter-Flaschen							+				
1040	Dosierpumpe - nicht reibemittelhaltige Produkte, für 2,5 Liter-Flaschen							+				
1042	Dosierpumpe - reibemittelhaltige Produkte, für 2,5 Liter-Flaschen							+	+			
1060	Wandhalter - Edelstahl, für 2,5 Liter-Flaschen ³⁾							+	+			
1050	Dosierpumpe - nicht reibemittelhaltige Produkte, für 5 Liter-Kanister						+	+				
1052	Dosierpumpe - reibemittelhaltige Produkte, für 5 Liter-Kanister						+	+	+			
1065	Wandhalter - Edelstahl, für 5 Liter-Kanister ³⁾						+	+	+			
1100	Edelstahldeckel mit Dosierpumpe, für 10 Liter-Eimer prClean R								+			

Die Tabelle hilft Ihnen bei der Auswahl der passenden Spender-/Dosierlösung für Ihren Einsatzbereich. Gerne beraten wir Sie persönlich - rufen Sie uns an +49 25 97 / 96 24-0

Erläuterungen

- ++ sehr gute Kombination, robust, langlebig - auch für mittlere und große Betriebe/Abteilungen geeignet
- + gute Kombination - für kleinere Betriebe/Abteilungen geeignet
- für Kleinbetriebe/-abteilungen und für den privaten Einsatz geeignet

- 1) preisgünstiger Spender mit einfachem Bedienungskomfort - für kleinere Betriebe/Abteilungen geeignet
- 2) aufgrund des in prClean L enthaltenen Lösemittels sind andere Spenderlösungen für prClean L nicht geeignet
- 3) sinnvolle Option als Ergänzung zu den aufschraubbaren Dosierpumpen