



PRODUKTINFORMATION

# pr Clean L

Spezial-Handreiniger

- Spezial-Handreiniger für stark haftende Verschmutzungen.
- Mit hautschonendem Lösemittel.
- Ohne Reibemittel, Duftstoffe und Konservierungsmittel.

Ein Klacks: mit unseren Spendern



## EINSATZGEBIET

Spezial Handreiniger lösemittelhaltig

Zum Entfernen von stark haftenden Verschmutzungen wie Farben, Lacke, Harze, Klebstoffe etc., insbesondere dann, wenn zum vorbeugenden Schutz pr 88 nicht angewendet wurde.

## ANWENDUNG UND DOSIERUNG

Nach der Arbeit 1 bis 2 ml in die Hände geben und sorgfältig verreiben, bis die Verschmutzungen gelöst sind – dann unter allmählicher Zugabe von Wasser abwaschen.

**Für eine saubere und sparsame Dosierung bieten wir eine aufschraubbare Dosierpumpe an.**



## Mit hautschonendem Lösemittel

- Schonende Reinigung bei stark haftenden Verschmutzungen
- Ohne Reibemittel
- Frei von Duft- und Konservierungsmitteln
- Spenderfähig
- Sehr gute Hautverträglichkeit – dermatologisch getestet

## prClean L

Spezial-Handreiniger

### Produktinweis

Spezial-Lösemittel auf Esterbasis mit Tensidgemisch sowie rückfettender und feuchthaltender Komponente.

### Hautverträglichkeit

Getestet durch:

Dermatest GmbH – Research Institute For Reliable Results, Münster.

Ergebnis:

Die unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten dermatologischen Prüfungen am Menschen bestand prClean L mit „sehr gut“.

Im Epikutantest nach internationalen Richtlinien traten keine toxisch-irritativen Unverträglichkeitsreaktionen auf.

### Inhaltsstoffe/Ingredients (INCI)

Dimethyl Glutarate, Dimethyl Adipate, MIPALaureth Sulfate, Laureth-4, Propylene Glycol, PEG-9 Cocoglycerides, Aqua, Dimethyl Succinate.

### Sicherheit und Gesetze

prClean L unterliegt als Hautmittel den rechtlichen Vorschriften der EG-Kosmetik-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1223/2009).

### Lagerung/Haltbarkeit

prClean L kann zwischen 0 und 25 °C gelagert werden. Die Mindesthaltbarkeit ungeöffneter Gebinde beträgt 30 Monate.

### Liefergrößen

1 Liter-Flaschen

### Spender- und Dosiersysteme

Aufschaubare Dosierpumpe – Artikel 1010 – für die 1 Liter-Flaschen plus optionaler Wandhalter – Artikel 1066.

### WICHTIGER HINWEIS:

Die 1 Liter-Alu-Spender sind für lösemittelhaltige Produkte (auf Esterbasis) nicht geeignet.